



## 桜井式 膝鏡

- 材 質：黄 銅 ステンレス
- サイズ：LL L M S
- クラス I



**蝶番部・押し上げネジ  
 取り付け部 ビスなし仕様**  
 弁の蝶番部に埋め込み式ピン、  
 押し上げネジ取り付け部には  
 特種ピンを使用しているため、  
 ビスのような経年変化による  
 ゆるみ・はずれなどありません。

桜井膝鏡		
LL	特大	TY-916-4
L	大	TY-916-3
M	中	TY-916-2
S	小	TY-916-1



■ Size		(m/m)		
	a	b	c	
LL	39	92	61	
L	31	79	51	
M	28	75	48	
S	25	69	44	