

試験的切除鉗子

●TY-930

慶大式 試験的切除鉗子


シャフト長さ:14cm 切り口:U字型
上向きタイプです。



●TY-931

癌研式 試験的切除鉗子


シャフト長さ:20cm 切り口:楕円型
最も一般的に使用されているタイプです。



●TY-932

阪大式 試験的切除鉗子

シャフト長さ:15cm 切り口:三角型
先端の尖った角でしっかり組織を押さえ、確実に切除します。



商品コード	商品名
TY-930	慶大式試験的切除鉗子 [シャフト長さ14cm]
TY-931	癌研式試験的切除鉗子 [シャフト長さ20cm]
TY-932	阪大式試験的切除鉗子 [シャフト長さ15cm]

*図は原寸大ではありません



〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目23番18号 TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623 大祐医科工業株式会社