



■利 点

1. ワンタッチで手術創に簡単にかかけられます。
2. 小さいので場所をとりません。
3. サイズはNo.1～No.3まであり、適当な大きさが選択可能です。
4. 小手術や、皮切から皮下、筋肉までの浅層の進入時に有用です。

■寸法表

大きさ	全長 (cm)	鉤の開き (cm)	線径 (mm)
NO 1	3.0	2.5	0.5
NO 2	4.0	3.0	1
NO 3	5.0	3.5	1



TY-6890-1	小谷式皮膚開創鉤	No.1	全長3cm	鉤の開き2.5cm	2ヶ組
TY-6890-2	小谷式皮膚開創鉤	No.2	全長4cm	鉤の開き3cm	2ヶ組
TY-6890-3	小谷式皮膚開創鉤	No.3	全長5cm	鉤の開き3.5cm	2ヶ組