


# その他(医療用刀、面疱圧子、他)



TY-609 本体 替刃10枚付  
TY-609B 替刃 10枚入

魚目ケズリ



S-7465L 大 17cm  
S-7465M 中 12.5cm  
S-7465S 小 6.5cm

滅菌用鉗子架(安全ピン形)



TY-891 両匙状 15cm

ウンナ氏面疱圧子



TY-892 匙状×針状 14.5cm

中村氏面疱圧子

108

その他  
(医療用刀、  
面疱圧子、  
他)

TY-936 17cm



皮弁が数センチ作成された後に用います。2つの鉤の間に適度の緊張を加えることができ、助手一人で4点を均等に引くことが可能です。

兎玉式二双皮弁鉤

TY-937 27cm



非定型的乳癌根治手術（大胸筋温存療法）に用います。鉤の幅を広くとり、先端が平行に閉じることにより、大胸筋間溝への挿入が容易になります。

兎玉式大胸筋間溝開創器