


マイクロヘガール持針器

TY-260

0.3チップ付 11.5cm



TY-260
把持部 約11mm



TY-260 TY-203



全長が11.5cmのTAIYUの
ヘガール持針器(TY-203)と比べて
把持部が短いため
術野が比較的広く確保できる
という特長があります☆

形成ヘガール持針器

TY-261

0.2チップ付 12.5cm



他の12.5cmの製品との比較

TY-261
把持部
約14mm



TY-261 0.2チップ
TY-217SS 0.3チップ
TY-214 0.4チップ

TY-261は…

チップが0.2と細かいので、細い針をつかむのが得意です。
把持部も短いので、美容整形や小さな傷口の手術に向いています。
同じ12.5cmのヘガール持針器でも、違いがあるんだね。

