


アウフリヒトノーズレトラクター

AUFRICHT Nasal Retractor

TY-379-4 幅4mm 深さ5cm 全長16cm

TY-379-8 幅8mm 深さ5cm 全長16cm



アウフリヒトノーズレトラクター は

形成外科や耳鼻咽喉科の手術で
鼻孔を広げて手術をしやすくするために
使用される器具です。

鉤部分のくぼみが術野を確保します。

鉤のふちは 先端もふくめて鈍になっているので粘膜を傷つけません。

幅は4mmと8mmの2種類を取り扱っております。

【ご使用イメージ図】

このように鼻孔を広げて術野を確保します。

