

# 鉗子

▶ 止血鉗子	049
▶ 剥離・結紮鉗子	054
▶ タオル鉗子	060
▶ チューブ鉗子	061
▶ ローラー鉗子	062
▶ 消毒鉗子	063
▶ 鉗子ホルダー	064
▶ 爪切鉗子	065
▶ 爪切剪刀	065
▶ 血管鉗子	066

# Product form



## BOX

例：TYA-400A、TYA-400B、TY-440-1A

支点部分が固定されているもののうちネジが無いタイプです。



## ネジ止

例：TY-428A、TY-428B、TY-440-2


支点部分がネジで固定されているタイプです。



## ハズシ

例：TY-420A、TY-420B、TY-443A


支点部分はネジに引っかけてあり、外すことができます。洗浄しやすく衛生的です。



## 無鉤

例：TYA-401A、TYA-401B、TY-421A


先端の鉤(こう・かぎ)が無いタイプです。



## 有鉤

例：TYA-400A、TYA-400B、TY-420A


先端に鋭い鉤(こう・かぎ)が付いています。無鉤よりもしっかりと掴むことができます。



## 直

例：TYA-400A、TYA-401A、TY-420A

把持部が真っ直ぐのものです。



## 反

例：TYA-400B、TYA-401B、TY-420B

把持部が反り返っているものです。




# 止血鉗子



鉗子

## 外科止血鉗子 BOX

TYA-400A	直 有鉤	14.5cm
TYA-400B	反 有鉤	14.5cm
TYA-401A	直 無鉤	14.5cm
TYA-401B	反 無鉤	14.5cm




## 外科止血鉗子 ハズシ

TY-420A	直 有鉤	14.5cm
TY-420B	反 有鉤	14.5cm
TY-421A	直 無鉤	14.5cm
TY-421B	反 無鉤	14.5cm



## 婦人科止血鉗子 BOX

TYA-402A	直 有鉤	18.5cm
TYA-402B	反 有鉤	18.5cm
TYA-403A	直 無鉤	18.5cm
TYA-403B	反 無鉤	18.5cm



## 婦人科止血鉗子 ハズシ

TY-422A	直 有鉤	18.5cm
TY-422B	反 有鉤	18.5cm
TY-423A	直 無鉤	18.5cm
TY-423B	反 無鉤	18.5cm






# 止血鉗子

鉗子

## 九大式止血鉗子 BOX

TY-404A	直	有鉤	16.5cm
TY-404B	反	有鉤	16.5cm
TY-405A	直	無鉤	16.5cm
TY-405B	反	無鉤	16.5cm



## 九大式止血鉗子 ハズシ

TY-424A	直	有鉤	16.5cm
TY-424B	反	有鉤	16.5cm
TY-425A	直	無鉤	16.5cm
TY-425B	反	無鉤	16.5cm



## 長ペアン鉗子

TY-1401A	直	無鉤	21cm
TY-1401B	反	無鉤	21cm
TY-1402A	直	無鉤	24cm
TY-1402B	反	無鉤	24cm



## 長コヘル鉗子

TY-1403A	直	有鉤	21cm
TY-1403B	反	有鉤	21cm
TY-1404A	直	有鉤	24cm
TY-1404B	反	有鉤	24cm





無鉤 有鉤 直 反


# 止血鉗子



鉗子

## 小児用止血鉗子


TY-4000A	直 有鉤	13cm
TY-4000B	反 有鉤	13cm
TY-4010A	直 無鉤	13cm
TY-4010B	反 無鉤	13cm



4000A 4000B 4010A 4010B

## 麦粒ペアン止血鉗子 ハズシ


TY-434S	13cm
TY-434L	15cm



434S 434L

## 眼科止血鉗子 BOX

TY-410A	直 有鉤	11cm
TY-410B	反 有鉤	11cm
TY-411A	直 無鉤	11cm
TY-411B	反 無鉤	11cm



411A 411B

## 眼科止血鉗子 ハズシ

TY-426A	直 有鉤	11cm
TY-426B	反 有鉤	11cm
TY-427A	直 無鉤	11cm
TY-427B	反 無鉤	11cm






# 止血鉗子

鉗子

## モスキート止血鉗子

TYA-406A	直 有鉤	12.5cm
TYA-406B	反 有鉤	12.5cm
TYA-407A	直 無鉤	12.5cm
TYA-407B	反 無鉤	12.5cm



## モスキート止血鉗子 (ムッシュ) ネジ止

TY-428A	直 有鉤	12.5cm
TY-428B	反 有鉤	12.5cm
TY-429A	直 無鉤	12.5cm
TY-429B	反 無鉤	12.5cm



## マイクロモスキート鉗子(微小血管用)

TY-415A	直 無鉤	12.5cm
TY-415B	反 無鉤	12.5cm



## モスキート止血鉗子

TY-416A	直 有鉤	10cm
TY-416B	反 有鉤	10cm
TY-417A	直 無鉤	10cm
TY-417B	反 無鉤	10cm





無鉤

有鉤

直

反


# 止血鉗子



鉗子

## 形成ペアン鉗子

TY-431A	直	無鉤	11cm
TY-431B	反	無鉤	11cm



431A

431B



## モスキート止血鉗子

TY-408A	直	有鉤	16cm
TY-408B	反	有鉤	16cm
TY-409A	直	無鉤	16cm
TY-409B	反	無鉤	16cm




409B



## 岡大式モスキート止血鉗子

TY-435	反	無鉤	16.5cm
--------	---	----	--------



435



## 九大式モスキート止血鉗子 ネジ止

TY-430	反	無鉤	16.5cm
--------	---	----	--------





# 剥離・結紮鉗子


鉗子

## 肺切ケリー鉗子 ネジ止



TY-440-9	弱弯形	19cm
TY-440-0	弱弯形	20cm
TY-440-2	弱弯形	22cm
TY-440-4	弱弯形	24cm

TY-441-0	強弯形	20cm
TY-441-2	強弯形	22cm
TY-441-4	強弯形	24cm




## 肺切ケリー鉗子



TY-440-9A	弱弯形	19cm
TY-440-1A	弱弯形	21cm
TY-440-2A	弱弯形	22cm
TY-440-3A	弱弯形	23cm

TY-440-9B	中弯形	19cm
TY-440-1B	中弯形	21cm
TY-440-2B	中弯形	22cm
TY-440-3B	中弯形	23cm









肺切ケリー鉗子

TY-440-9C	アングル形	19cm
TY-440-1C	アングル形	21cm
TY-440-3C	アングル形	23cm




京大式ケリー鉗子 ハズシ

TY-443A	直	19cm
TY-443B	反	19cm
TY-444A	直	20cm
TY-444B	反	20cm




ハイス剥離鉗子

TY-447A	直	20cm
TY-447B	弱弯形	20cm
TY-447C	強弯形	20cm



タテ筋リスター鉗子 ネジ止

TY-460A	縦筋 直	19cm
TY-460B	縦筋 反	19cm






# 剥離・結紮鉗子



鉗子

## オーバーホルト剥離鉗子



TY-448-1	中弯形	19cm
TY-448-2	中弯形	21cm
TY-448-3	強弯形	22cm
TY-448-6	弱弯形	22cm

## 赤倉ケリー鉗子 ネジ止



TY-445A	A	22cm
TY-445B	B	22cm S字シャフト



小児用ケリー鉗子 タテ筋

TY-442S	14cm
TY-442L	17cm



デリケート直角剥離鉗子

TY-624S	16.5cm
TY-624L	21cm



浜氏剥離鉗子

TY-618	20.5cm
--------	--------



肺剥離鉗子

TY-619	23.5cm
--------	--------






# 剥離・結紮鉗子

鉗子

## 肺剥離鉗子 筋無



TY-617 21cm



TY-617

## 直角剥離鉗子




TY-623S 20cm

TY-623L 23cm



TY-623S




TY-623L

## ミクスター剥離鉗子



TY-455 23cm



TY-455

## ミクスター気管支鉗子




TY-454S 15cm

TY-454L 19cm



直角赤倉ケリー鉗子 ネジ止


TY-445C	22cm	S字シャフト
---------	------	--------



TY-445C

直角ハイス鉗子


TY-447S	20cm
TY-447L	24cm



TY-447S

直角ケリー鉗子 ネジ止

TY-446A	A	21.5cm
TY-446B	B	21.5cm
TY-446C	C	21.5cm



TY-446A

TY-446B

TY-446C



# タオル鉗子

鉗子

## 東北大式タオル鉗子

TYA-465S	先鈍	10cm
TYA-465L	先鈍	13.5cm



## 東北大式タオル鉗子 特大型

TY-465LL	先鈍	外径24mm	14cm
----------	----	--------	------



## バックハウス型タオル鉗子 BOX

TY-466SS	先鋭	8.5cm
TY-466S	先鋭	10cm
TY-466L	先鋭	13cm



## バックハウス型タオル鉗子 ネジ止

TY-467S	先鋭	10.5cm
TY-467L	先鋭	13cm



## タオル鉗子 ウェック型


TY-468	13cm
--------	------






綾筋チューブ鉗子


TYA-472SS	12cm
TYA-472S	15cm
TYA-472L	18cm
TYA-472LL	20cm




TYA-472SS



TYA-472S



TYA-472L




TYA-472LL

縦筋チューブ鉗子

TYA-475S	15cm
TYA-475M	18cm

TY-475L	20cm
---------	------



TYA-475S



TYA-475M



TY-475L



# チューブ鉗子・ローラー鉗子

鉗子

## 綾筋チューブ鉗子 ガード付

TY-471S	15cm
TY-471L	18cm



## ドレーン鉗子

TY-474	16cm
--------	------



## 万能型チューブ鉗子 ネジ止

TY-476	17cm
--------	------



## ローラー鉗子


TY-479	18cm
--------	------







ツツパ鉗子




TY-462A	19cm
TY-462B	22cm
TY-462C	24cm

器械鉗子 ネジ止



TY-481	27cm
--------	------

麦粒鉗子 ネジ止



TY-480A18	直	18cm
TY-480A21	直	21cm
TY-480A24	直	24cm
TY-480A27	直	27cm
TY-480A30	直	30cm
TY-480A33	直	33cm
TY-480A36	直	36cm




TY-480B18	反	18cm
TY-480B21	反	21cm
TY-480B24	反	24cm
TY-480B27	反	27cm
TY-480B30	反	30cm
TY-480B33	反	33cm
TY-480B36	反	36cm



### 綿紗鉗子（消毒鉗子）ハズシ


TY-943 24cm



### 海綿鉗子 ハズシ

TY-944A 直 25cm



TY-944B 反 25cm



### スポンジ鉗子

TY-945A 筋入 24cm

TY-945B 筋無 24cm



### 滅菌用鉗子架（鉗子ホルダー）

S-7465S 6.5cm

S-7465M 12.5cm

S-7465L 17.5cm





無鉤

有鉤

直

反

# 爪切鉗子・爪切剪刀



鉗子

## リストン爪切鉗子 小型

TYH-484ST 12cm



## リストン爪切鉗子

TY-484 12cm



## 喰切型爪切鉗子

TY-484D 12cm



## 爪切剪刀 ネジ止

TY-177A 直 11.5cm  
TY-177B 反 11.5cm





# 血管鉗子

鉗子

## ブルドック鉗子

TY-588S	直	全長6.0cm
TY-588L	直	全長7.0cm
TY-589S	曲	全長5.5cm
TY-589L	曲	全長6.5cm

