





開創器・開胸器

▶ 開創器	085
▶ 二爪皮弁鉤	088
▶ 腹壁固定器	089
▶ 開胸器	089
▶ 皮膚開創鉤	090

Product form



幅の測り方

左右で爪の数が違う場合は、爪の数が多い方を測ります。



深さの測り方



鋭

例：TY-685、TY-677A、TY-683AS



鈍

例：TY-684、TY-677B、TY-683BS



幅 深さ


開創器



開創器・開胸器


マナセパッソー開創器

TY-685	3×4鋭爪	16.5cm
TY-684	3×4鈍爪	16.5cm




ウェイトラナー開創器 小

TY-677A	2×3鋭爪	10.5cm
TY-677B	2×3鈍爪	10.5cm




ウェイトラナー開創器 中

TY-678A	3×4鋭爪	13.5cm
TY-678B	3×4鈍爪	13.5cm



ウェイトラナー開創器 大

TY-679A	3×4鋭爪	16.5cm
TY-679B	3×4鈍爪	16.5cm






開創器

ベックマンアドソン開創器




TY-688S	5 × 5 鈍爪	幅 35mm	深さ 40mm	20cm
TY-688M	5 × 5 鈍爪	幅 35mm	深さ 30mm	26cm
TY-688L	5 × 5 鈍爪	幅 35mm	深さ 30mm	30cm

ヤンゼン開創器



TY-686	3 × 3 鈍爪	11cm
--------	----------	------

アドソン開創器



TY-687A	直	4 × 4 鋭爪	19.5cm
TY-687B	曲	4 × 4 鋭爪	19.5cm



幅 深さ

開創器



開創器・開胸器

ゲルピー開創器








TY-683ASS	小児用	鋭	14cm
TY-683BSS	小児用	鈍	14cm
TY-683AS	小	鋭	17cm
TY-683BS	小	鈍	17cm
TY-683AL	大	鋭	18cm
TY-683BL	大	鈍	18cm



TY-683C 深部用 鋭 15cm




TY-683D 深部用 鋭 14.5cm






開創器・二爪皮弁鉤

ゴッセ開創器




TY-672S 弁幅30mm 深さ40mm 開き幅110mm レール長さ140mm

ゴッセ開創器



TY-672L 弁幅35mm 深さ63mm 開き幅140mm レール長さ200mm

バロファ開創器



TY-671 中弁幅80mm 深さ55mm 側弁幅40mm 深さ50mm レール長さ250mm

児玉式二爪皮弁鉤



TY-936 鋭 17cm




幅 深さ

腹壁固定器・開胸器




開創器・開胸器

吾妻三弁開腹器



TY-675L 中弁幅67mm 深さ68mm 側弁幅65mm 深さ60mm

ト部開胸器



TY-690S	小	弁幅30mm	深さ25mm	脚長さ105mm	レール長さ16cm
TY-690M	中	弁幅45mm	深さ40mm	脚長さ140mm	レール長さ19cm
TY-690L	大	弁幅60mm	深さ50mm	脚長さ165mm	レール長さ20cm



皮膚開創鉤

開創器・開胸器

小谷式皮膚開創鉤




TY-6890-1



TY-6890-2



TY-6890-3




TY-6890-4



TY-6890-5



TY-6890-6



ワンタッチで手術創に簡単にかかけられます。小手術や、皮切から皮下、筋肉までの浅層の進入時に有用です。

TY-6890-1	開き幅3cm	2個セット
TY-6890-2	開き幅4cm	2個セット
TY-6890-3	開き幅5cm	2個セット

TY-6890-4	開き幅6cm	2個セット
TY-6890-5	開き幅7cm	2個セット
TY-6890-6	開き幅8cm	2個セット