



吸引管

▶ 日影吸引管	092
▶ 外科用吸引管	092
▶ への字吸引管	093
▶ 脳室吸引管	094

ポール氏外科用吸引管 直
真鍮製



R-7219S	外筒径8mm	27cm
R-7219M	外筒径10mm	27cm
R-7219L	外筒径12mm	27cm

ポール氏外科用吸引管 曲
真鍮製



R-7220S	外筒径8mm	27cm
R-7220M	外筒径10mm	27cm
R-7220L	外筒径12mm	27cm

日影吸引管
真鍮製



R-7221S	外筒径8mm	27.5cm
R-7221M	外筒径10mm	27.5cm
R-7221L	外筒径12mm	27.5cm
R-7221X	外筒径12mm	特長32cm

タイヨー外科用吸引管
真鍮製



S-612-1	No.1 直	外筒径6.2mm	14.2cm
S-612-2	No.2 への字	外筒径3mm	19.5cm
S-612-3	No.3 穴付直	外筒径9.5mm	24cm
S-612-4	No.4 玉付曲		26cm
S-612-5	アダプター (共用)		



への字耳鼻吸引管
真鍮製



U-613P への字型耳鼻吸引管 アダプター



U-613A	外径1.7mm	15cm
U-613B	外径2.0mm	15cm
U-613C	外径2.5mm	15cm
U-613D	外径3.0mm	15cm
U-613E	外径3.5mm	15cm
U-613F	外径4.0mm	15cm
U-613FL	外径4.0mm	特長18cm
U-613P	アダプター	

フレイジャー清水脳室吸引管 真鍮製

TY-791B



TY-791D



TY-791F



有効寸法

TY-791A	外筒径 1.5mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791B	外筒径 2.0mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791C	外筒径 2.5mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791D	外筒径 3.0mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791E	外筒径 3.5mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791F	外筒径 4.0mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm
TY-791H	外筒径 5.0mm	有効寸法 13.5cm	全長 21cm