

鋼線・ワイヤーカッター・ギプス関連

▶ ワイヤーカッター	152
▶ 鋼線	154
▶ ワイヤー	154
▶ 骨錘	155
▶ ギプス関連	156



ワイヤーカッター

鋼線・ワイヤーカッター・ギプス関連

ワイヤー剪刀 (ユニバーサル)
超硬チップ付 ピン径0.8mmまで



TY-861 12cm

ラジペン型切線鉗子
ピン径1.2mmまで



表

TY-874R 16cm



裏

TY-874RB カラーコーティング付
16cm (全12色)

切線鉗子
ピン径1.4mmまで



TY-874L 21cm

アメリカンワイヤーカッター・プライヤー
ピン径1.2mmまで



TY-876 16.5cm



ワイヤーカッター 超硬チップ付
ピン径1.8mmまで



TY-875K 18cm

ワイヤーカッター 超硬チップ付
ピン径2.2mmまで



TY-877K 22cm

ワイヤーカッター 超硬チップ付
ピン径2.5mmまで



TY-878K 22cm

ワイヤーツイスター鉗子 チップ付



TY-869 18.5cm






鋼線・ワイヤー

キルシュネル氏鋼線

クラスⅢ 10本入 未滅菌 単回使用

鋼線・ワイヤーカッター・ギプス関連



両尖

片尖

TY-859WA	TY-859A	0.5mm	30cm
TY-859WB	TY-859B	0.6mm	30cm
TY-859WC	TY-859C	0.8mm	30cm
TY-859WD	TY-859D	1.0mm	30cm
TY-859WE	TY-859E	1.2mm	30cm
TY-859WF	TY-859F	1.4mm	30cm
TY-859WG	TY-859G	1.6mm	30cm
TY-859WH	TY-859H	1.8mm	30cm
TY-859WI	TY-859I	2.0mm	30cm
TY-859WJ	TY-859J	2.3mm	30cm
TY-859WK	TY-859K	2.5mm	30cm
TY-859WL	TY-859L	3.0mm	30cm
TY-859WSA	TY-859SA	0.5mm	12cm
TY-859WSB	TY-859SB	0.6mm	12cm
TY-859WSC	TY-859SC	0.8mm	12cm
TY-859WSD	TY-859SD	1.0mm	12cm
TY-859WSE	TY-859SE	1.2mm	12cm

10本入



ランポット氏締結線

クラスIII 10本入 未滅菌 単回使用



TY-860A	0.5mm	37cm
TY-860B	0.6mm	37cm
TY-860C	0.8mm	37cm
TY-860D	1.0mm	37cm
TY-860E	1.2mm	37cm

骨折用鋼線(特殊鋼線締結用)

クラスIII 未滅菌 単回使用



TY-862A	0.5mm	5m巻
TY-862B	0.6mm	5m巻
TY-862C	0.8mm	5m巻
TY-862D	1.0mm	5m巻
TY-862E	1.2mm	5m巻

ボルシャルト氏牽引用緊張弓



TY-858S	使用可能最大幅 11cm
TY-858L	使用可能最大幅 19cm

Z型 骨錘(ピストル型)

滅菌不可



TY-865	キリ先除き
--------	-------



ギプス関連

鋼線・ワイヤーカッター・ギプス関連

三弁式ギプス鉗子



TY-880 24cm

エスマルヒ氏ギプス刀



TY-884 刃渡り4.5cm 18cm

ベルグマン氏ギプス剪刀



TY-180S 19cm
TY-180L 23cm

ベルグマン氏繙帯剪刀



～ギプス剪刀との見分け方～
繙帯剪刀のハンドルリング部は
最後まで閉じりません。

TY-188 18.5cm