

2023年4月吉日

得意先 各位

東京都文京区本郷3丁目21番地10号2階

電話 03-3813-5661 FAX03-3813-5623

大祐医科工業株式会社

商品管理部



TY-582 タイユ型ヘルフレメ 発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、多くのお客様から復刻希望のお声をいただき、惜しまれながらも2021年に販売終了となっております”ヘルフレメ”につきまして、この度、リニューアルをして販売を開始することとなりました。

この復刻は、一般社団法人日本助産所会様から、当器具の必要性と存在意義を詳しくお伝えいただくなど、熱烈な復刻の要請をいただいたことから始まりました。

価格を抑え、かつ、継続的、安定的な供給を実現させるためには、素材や形状を変えることが必須となりましたが、その際にも、器具に求められる機能や命題はもちろんのこと、具体的な使用方法、使用される状況下などの細かな点に至るまで懇切丁寧に教えていただき、リニューアル製品の実現化に多大なるご尽力を賜りました。

長年にわたり旧製品をご愛顧いただいたお客様におかれましては、仕様変更につきまして、ご心配やご不安を抱かれることもあるかと思いますが、上述の通り、お産の最前線の現場に立つプロフェッショナルの方々のアドバイスをいただきながらリニューアルした製品ですので、安心してご使用いただき、変わらずご愛顧いただけますよう、ご理解とご協力を賜りたく、よろしく願いいたします。



敬具

記

【商品コード】 TY-582

【商 品 名】 タイコ型ヘルフレム [縦 25×横 18mm 5 個入 ステンレス製]

【旧製品からの変更点】

<p>外観</p>	<p>旧製品</p> 	<p>新製品</p> 
<p>規格</p>	<p>TY-582LL 28×19mm TY-582L 25×18mm TY-582M 23×15mm TY-582S 21×14mm</p>	<p>TY-582 25×18mm *1 種類のみ</p>
<p>原材料</p>	<p>銅線+銀メッキ</p>	<p>ステンレス</p>
<p>入数</p>	<p>50 個入り</p>	<p>5 個入り</p>

以上