

カンバース鼻用剪刀



TY-1020 アングル 10cm

美容整形の分野で
 鼻の形成に使用されます。


剪刀の刃には角度があり、
 鼻への挿入がしやすくなっています。

キリアン鼻鏡




TY-532S	深さ 38mm	13cm
TY-532M	深さ 55mm	13cm
TY-532L	深さ 80mm	13cm

ジョセフニ爪鉤



TY-356-2	内幅 2mm	16cm
TY-356-4	内幅 4mm	16cm
TY-356-6	内幅 6mm	16cm
TY-356-8	内幅 8mm	16cm

アウフリヒトノーズレトラクター



幅 4mm	幅 8mm
TY-379-4	TY-379-8
TY-379-4	幅 4mm 深さ 50mm 16cm
TY-379-8	幅 8mm 深さ 50mm 16cm