

# ダビッドソン肩甲骨鉤


DAVIDSON Scapula Retractor

TY-390S

幅50mm 深さ80mm

TY-390L

幅90mm 深さ80mm



## 肩甲骨鉤(けんこうこつこう)はなまえのとおり

肩甲骨(または肩甲骨周辺の組織)に使われる鉤です。

肩甲骨や周辺組織をひっぱり、開創した術野をより広く確保します。

この形をしている肩甲骨鉤は

**ダビッドソン肩甲骨鉤** または

**デイビッドソン肩甲骨鉤** とよばれます。

海外で“肩甲骨鉤”というとき、この形が主流です。

▼東療式肩甲骨鉤  
(F-1600) はこちら



〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階  
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623

大祐医科工業株式会社



—— おお 大くのひとを 祐けるひとへ ——

**TAIYUU**®