

ジャクソン型喉頭スプレー

JACKSON's Laryngeal Spray

— お母 大くのひととを 祐けるひとへ —
TAIYU®



TY-558

ジャクソン型喉頭スプレー セット

●単品部品販売



TY-558B
ゴム球 天然ゴム製

弁がついており簡単に取り付けができます。
奥までしっかりと差し込んでください。



- TY-558LL 直 45cm
- TY-558L-5 直 40cm
- TY-558L-4 直 35cm
- TY-558L-3 直 30cm
- TY-558L-2 直 25cm
- TY-558L-1 直 20cm

- TY-558S 鼻用短先 10cm
- TY-558C 曲先 直線部10cm

有効寸法



TY-558T
遮光瓶 容量7cc



TY-558-1
吸上チューブ 5本入



TY-558-2
パッキン 5個入



●製品一覧

商品コード	商品名	本体	台座	ゴム球	ノズル									瓶		
					曲先	直先	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	瓶	チューブ	パッキン	
TY-558	セット	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
TY-558B	ゴム球	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TY-558C	ノズル 曲先 直線部10cm	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TY-558S	ノズル 直 鼻用短先 10cm	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TY-558L-1	ノズル 直 20cm	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TY-558L-2	ノズル 直 25cm	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
TY-558L-3	ノズル 直 30cm	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
TY-558L-4	ノズル 直 35cm	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
TY-558L-5	ノズル 直 40cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
TY-558LL	ノズル 直 45cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
TY-558T	瓶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
TY-558-1	チューブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
TY-558-2	パッキン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

- ・本体と台座の単品販売はありません。ご入用の際は TY-558セットをご注文下さいませ。
- ・非金属部品を使用しているため滅菌はできかねます。消毒の際はアルコール清拭消毒を行ってください。
- ・薬液は別売りです。ご使用後はすみやかに洗浄し、乾燥を行ってください。薬液が凝固し、目詰まりの原因となります。

販売代理店

—— おお 大くのひとを 祐けるひとへ ——

大祐医科工業株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-21-10-2F
TEL : 03-3813-5661 FAX : 03-3813-5623
<http://www.taiyu-medical.co.jp>