


指輪カッター (リングカッター)

Walton Finger Ring Saw

TY-608

全長 16cm ステンレス製



※左側からの写真



指輪カッター

TY-608 (お取扱い2022年～)

指から抜けなくなった指輪
を切断するための道具。

左図のように本体を指と指輪
の間に滑り込ませ、本体右側
についているレバー(★)を回転
させて切断します。

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623
大祐医科工業株式会社

—— おお たす 大くのひとを 祐けるひとへ ——
TAIYU®