

# デュヴァル肺把持鉗子

Duval Lung Clamp Forceps

▼ハズシ(幅10mm):TY-616 [はこちら](#)



TY-622S BOX 幅13mm 全長20cm

TY-622L BOX 幅25mm 全長23cm



全長

**デュヴァル肺把持鉗子** は肺や腹部の大きな組織をつかむために使用される鉗子です。把持部の中心が空洞になっているので力が把持部全体に分散され、肺などの組織の損傷を防ぐことができます。

上記のとおり、つかむ力が比較的弱いので把持部に細かな溝をつけることですべりにくい仕様になっています。

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階  
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623  
大祐医科工業株式会社



—— おお 大くのひとを たす 祐けるひとへ ——

**TAIYU**®