

スト劳斯氏ペニスクランプ

Strauss Penis Clamp

TY-775

全長11cm

※シリコンパッド装着済

シリコンパッドはつけたままご使用できますが
消耗品のため、定期的な交換をおすすめします。

TP-775

【交換用】専用シリコンパッド50本入



つまむ部分に“TAIYU”マーキング有

▼TY-771 松浦亀頭鉗子



** 洗浄・滅菌時のご注意 **

細部まで洗浄滅菌の効果を行き渡らせるために、
洗浄・滅菌の前は **かならず** シリコンパッドを取り外して、
本体・シリコンパッドの両方を洗浄・滅菌してください。
また、洗浄後は、本体・シリコンパッドともによく乾燥させてください。

シリコンパッドをつけたまま洗浄や滅菌をしてしまうと
把持部が腐食して折れてしまったり、サビの原因となります。

