


レムパート丸のみ鉗子

LEMPERT Rongeur

TY-825A 直 先端幅3mm 全長18cm

TY-825B 反 先端幅3mm 全長18cm



丸のみ鉗子は骨をかじりとったり、軟部組織の除去に使用されます。使用する部位や角度、目的によって使用する器具のサイズが異なりますのでTAIYUでお取り扱いの他製品(右QRコードよりご覧ください)と併せてご確認いただき、ご検討くださいませ。



▲他の丸のみ鉗子はこちら

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623
大祐医科工業株式会社



—— おお 大くのひとを たす 祐けるひとへ ——

TAIYU®