


骨片打込器

こっぺんうちこみき / Bone Tamper

全長16cm



| | | |
|-----------|--------|--------|
| TY-856-02 | 径 2 mm | 全長16cm |
| TY-856-03 | 径 3 mm | 全長16cm |
| TY-856-04 | 径 4 mm | 全長16cm |
| TY-856-05 | 径 5 mm | 全長16cm |
| TY-856-06 | 径 6 mm | 全長16cm |
| TY-856-08 | 径 8 mm | 全長16cm |
| TY-856-10 | 径10mm | 全長16cm |

【骨片打込器ってなに？】骨片打込器は、骨片(骨の断片)を骨に打ち込むために使用される手術器具です。移植骨、飛び出た骨片を打ち込んで平らにするときに使われます。ハンドルは手術時に握りやすいよう溝をいれています。骨移植にはこの1本をおすすめします。

▼周辺器具のご案内



ステンレスハンマー

TY-853ST (210g)

TY-854ST (425g)

TY-855ST (750g)

TY-850 (550g/滅菌不可)

ナイロンハンマー

TY-851A (350g/滅菌不可)

TY-851B (200g/滅菌不可)



〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623

大祐医科工業株式会社

おお たす
—— 大くのひとを 祐けるひとへ ——
TAIYU®