

# レーン型骨把持鉗子

Levin Bone Holding Forceps

TY-870B

ネジ止 全長20.5cm



商品名のとおり、手術の際に骨をしっかり把持（にぎりつかむ）ための器具です。

全長20.5cm



※把持部拡大

ラチェット付きなので  
さまざまな幅（大きさ）の骨を  
しっかりと把持できます。

【開閉幅：約3mm～125mm】

リング状なので握りやすく  
手先がうまく使えます。

▼小さい骨把持鉗子はこちら▼

TY-870A 小骨把持鉗子  
(全長 13.5cm)



〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階  
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623  
大祐医科工業株式会社

—— おお 大くのひとを たす 祐けるひとへ ——  
**TAIYU**®