


クロワード型椎間板鋭匙鉗子

Cloward Rongeur for Intervertebral Disks

※写真は“直”です。



上向き45°



TY-882A3 直 幅3mm シャフト長さ18cm


TY-882B3 上向き 幅3mm シャフト長さ18cm

TY-882A4 直 幅4mm シャフト長さ18cm

TY-882B4 上向き 幅4mm シャフト長さ18cm

神経外科の手術で使われる器具です。
椎間板ヘルニアの手術など、やわらかい組織を摘出するのに向いています。先端が“直”と“上向き”、また匙の幅はそれぞれ3mmと4mmのご用意がございます。

※右図のピンクの部分が椎間板です



〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623
大祐医科工業株式会社

—— おお 大くのひととを 祐けるひとへ ——
TAIYUU®