

試験的切除鉗子

Taiyu Biospy Instruments



TY-930
慶大式試験的切除鉗子



TY-931
癌研式試験的切除鉗子



TY-932
阪大式試験的切除鉗子



U字型

幅3mm




| 商品コード | 商品名 |
|--------|-------------|
| TY-930 | 慶大式 試験的切除鉗子 |

- シャフト長さ：14cm
- 切り口：U字型(上向き)



楕円型




| 商品コード | 商品名 |
|--------|-------------|
| TY-931 | 癌研式 試験的切除鉗子 |

- シャフト長さ：20cm
- 切り口：楕円型



三角型



| 商品コード | 商品名 |
|--------|-------------|
| TY-932 | 阪大式 試験的切除鉗子 |


- シャフト長さ：20cm
- 切り口：三角型(角付き)

改良点 シャフト長さを20cmに!!

多くのご要望にお応えして従来15cmだったシャフト長さを20cmに改良しました。5cm長くすることで深部にも届きやすく、長さに余裕があるため術者の手で視野を遮りません。

*先端図は原寸大ではありません

*従来の15cmタイプは在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承くださいませ。



～鶏の砂肝による切除実験～

大変切れ味が良く、表面の薄い膜まで綺麗に切除することが可能です。切れ味が落ちて「研磨」により切れ味を復元させる事が可能です。



販売代理店

おお たす
—— 大くのひとを 祐けるひとへ ——



大祐 医 科 工 業 株 式 有 限 公 司

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目21番10号2階
TEL : 03-3813-5661 FAX : 03-3813-5623
<http://www.taiyu-medical.co.jp>