

カラーコーティング



ダブルリング



シングルリング



スポット(一例)

全12色からお選びいただけます。



レッド



ブルー



グリーン



オレンジ



ラベンダー



ライトブルー



ライトグリーン



イエロー



ブラウン



グレー



ブラック



ホワイト

- 材質：ナイロンパウダー
- 耐熱温度：150°C(オートクレーブ滅菌対応)
- 本体となる鉗子や鑷子をご指定ください。ご注文後、加工を施します。
- 術式別、患者別、病棟別など色分けして管理することができ、大変便利です。
- 「スポット」では鉗子や鑷子の持ち手部分など、ご指定の箇所をコーティングすることができます。

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623
大祐医科工業株式会社

—— おお たく のひとを 祐けるひとへ ——
TAIYU®