




開腹器・二爪皮弁鉤

吾妻三弁開腹器



TY-675L 中弁幅67mm 深さ68mm 側弁幅65mm 深さ60mm

児玉式二爪皮弁鉤



TY-936 鋭 17cm

タイユー型ヘルフクレンメ



「復刻希望」のお声をたくさんいただき、
一般社団法人 日本助産所会 様のご要請のもと、
形状を変え復刻しました。

分娩により会陰裂傷・会陰切開した際、
会陰（おしも）を留めるためのクリップです。
縫合の必要がなく、助産師さんたちにご利用いただいています。

TY-582 縦25×幅18mm 5個入
ステンレス製