


ケリソン骨パンチ

Kerrison Bone Punch

ケリソン骨パンチ (ロンジュール、スタンチェとも呼ばれます) は、頭蓋骨や脊椎などの骨の一部をくりぬいたり取り除くときに使用されます。また、脊椎手術時に、椎弓や黄色靭帯を切り取るために使用されます。グリップを握ると先端部がスライドして閉じ、対象物をくりぬけるしくみです。

【使用される分野】 脳神経外科、整形外科など

※写真はTY-886C30 (斜刃/上向) です。



シャフト 18cm/20cm

先端の刃の形状は3種類

直角刃 上向 シャフト18cm

TY-886A10	幅1mm
TY-886A20	幅2mm
TY-886A30	幅3mm
TY-886A40	幅4mm
TY-886A50	幅5mm

直角刃 下向 シャフト18cm

TY-886B10	幅1mm
TY-886B20	幅2mm
TY-886B30	幅3mm
TY-886B40	幅4mm
TY-886B50	幅5mm

斜刃 上向 シャフト18cm

TY-886C10	幅1mm
TY-886C20	幅2mm ★
TY-886C30	幅3mm ★
TY-886C40	幅4mm
TY-886C50	幅5mm

斜刃 上向 シャフト20cm

TY-887C30	幅3mm
-----------	------

たくさん種類があるので、売れ筋商品に★をつけました。
お気軽にご相談・お問合せくださいませ。

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目21番10号2階
TEL:03-3813-5661 FAX:03-3813-5623

大祐医科工業株式会社

